



## SIMULADOR DE BAÑO Y ATENCIÓN HOSPITALARIA

---

**SKU:** MFS566

**Categorías:** [Cuidados del Paciente](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de baño y atención hospitalaria para adultos mayores, debido a la piel especial hecha para este modelo hace los procedimientos de baño son fáciles e inofensivos para la integridad del mismo.

Habilidades:

- Posicionamiento.
- Manejo de pacientes.
- Cuidado del cabello.
- Cuidado bucal.
- Cambio de pañales, ropa.
- Baño.

Características:

- Cuerpo impermeable.
- Permite prácticas para lavar con champú, cepillar y secar el cabello del paciente.
- Capacitación para el manejo del paciente, como posicionamiento, transporte o transferencia dentro y fuera de la cama.

Contiene:

- 1 Maniquí; 1 Peluca; 1 Dentadura postiza; 1 Conjunto de Ropa.