



SIMULADOR DE BEBÉ FETAL

SKU: MFS412

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS413

Tipo 1



MFS414

Tipo 2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para las practicas de cuidado en pacientes bebés posee un cordón y placenta desmontables junto con la representación de la fontanela.

Versiones:

- Bebé Fetal I.
- Bebé Fetal II.

La diferencia esta en que el bebé fetal II, posee una junta principal única que permite que la cabeza doble y gire el cuerpo de PVC.