



## SIMULADOR DE BEBÉ PARA NECESIDADES ESPECIALES

---



**SKU:** MFS160

**Categorías:** [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [Cuidados del Paciente](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Maniqués para Cuidados del Bebé](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS161	Masculino
	MFS162	Femenino

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de bebé del tamaño de un recién nacido permite que los centros de atención médica y el personal médico enseñen procedimientos especiales y desarrollen un plan de atención de enfermería para bebés con necesidades especiales. El bebé con necesidades especiales se desarrolló para una amplia gama de formación educativa, incluidos los estudiantes principiantes de enfermería. Los dispositivos médicos que se pueden usar incluyen: tubo de traqueotomía y catéter de succión, tubo de gastrostomía, tubo nasogástrico y catéter uretral. Otros cuidados generales que pueden practicarse incluyen: bañarse, cambiar pañales y varios cambios de vestimenta. Bolsa de transporte incluida. Sondas de traqueotomía y gastrostomía no incluidas.

Versiones:

- Masculino.
- Femenino.

Los procedimientos que se pueden practicar incluyen:

- Cuidados de la traqueotomía (colocación y aspiración) - tamaño 3 mm.
- Cuidado de gastrostomía (lavado y sonda) - talla 14 FR.
- Cuidado nasogástrico (colocación, lavado, sonda y succión) - tamaño 8 FR o menor.
- Cateterismo de uretra (inserción, colocación y cuidado) - tamaño 8 FR.
- Estoma de colostomía (solo para fines de atención básica).