





**SIMULADOR DE BRAZO-MANO
PEDIÁTRICA PARA IV (2 BRAZOS-MANOS
DE 1 AÑO, 2 BRAZOS-MANOS DE 3 AÑOS)**

SKU: MFS579

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Extracción de Sangre](#), [Infusión Intravenosa - Administración de Medicamentos](#), [Inyección](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Juego de manos pediátricas para practicar inserción intravenosa.

Habilidades:

- Inyección de venas dorsales pediátricas.
- Recogida de sangre.
- Infusión intravenosa.

Características:

- Los dedos y el dorso de la mano son flexibles, se pueden agarrar y reposicionar como en los procedimientos de la vida real.
- Dos puntos de punción en el dorso de la mano.
- Practique cómo vestirse y asegurar la cánula.

Contiene:

- 2 Brazos-manos inyectables (1 año); 2 Brazos-manos inyectables (3 años); 2 Soportes; 1 Bomba de circulación; 1 Botella de colorante en polvo (rojo); 1 Cuchara; 1 Frasco de plástico; 1 Vaso de plástico; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones.