





SIMULADOR DE CABEZA FETAL IMPACTADA "DEBRA"

SKU: MFS409

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología](#),
[Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para facilitar la formación y la implementación de una correcta clínica procedimientos cuando se enfrentan con impactación de la cabeza fetal (evento grave y potencialmente mortal).

Habilidades:

- El modelo simula el abdomen, útero y el feto de una madre que da a luz con un mecanismo para replicar una cabeza fetal impactada.
- Examen vaginal en trabajo de parto avanzado.
- Identificación de la posición de la cabeza fetal con fontanelas palpables, grados variables de flexión y asinclitismo.
- Parto exitoso de una cabeza fetal impactada en la cesárea, sección con grados de dificultad ajustables.

Características

- Fácil de configurar, operar y mantener.
- Examen vaginal y extracción de la cabeza fetal de gran realismo.
- Fontanelas palpables en cabeza fetal.
- Grados variables de dificultad / impactación de la cabeza fetal.
- Flexión y asinclitismo de la cabeza fetal regulable.

Mejorar la formación, reducir la morbilidad

- El simulador permitirá el desarrollo de procedimientos de emergencia, aumentará la conciencia y perfeccionará las prácticas de los profesionales actuales, además de introducir el problema y garantizar la confianza entre los aprendices.

Contiene:

- 1 Simulador de entrenamiento montado en base con correas; 1 Lubricante; 1 Manual de instrucciones; 1 DVD de producto; 1 Estuche de transporte con ruedas para facilitar su transporte.

https://www.youtube.com/watch?v=whifKQkeBfU&feature=emb_title