



SIMULADOR DE CATETERISMO MASCULINO (CON AMARRAS)

SKU: MFS536

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo con correas para montar en un paciente real o maniquí permite practicar una serie de técnicas relacionadas con el cateterismo, desde procesos de inserción y extracción del catéter hasta las situaciones de sensación que se pueden presentar en caso de utilizar el entrenado en un paciente real. La sensación del pene es muy similar a la de un pene de cuerpo vivo. Si se inserta adecuadamente un catéter de cateterización, la orina (agua) sale.

Características:

- El simulador es de un tamaño real por el cual se puede practicar el cateterismo para un hombre adulto.
- Dado que el simulador es de tipo correa, puede montarse en un cuerpo humano o en un maniquí modelo para que la práctica.
- Al montar el simulador en un cuerpo humano, se puede simular la sensación de un paciente. Además, se pueden practicar técnicas mientras se comunica con el paciente.
- Dado que los materiales blandos y estirables se utilizan para el área púbica, la apariencia y la sensación son realistas para dar presencia al practicar.
- Se puede practicar una serie de técnicas de cateterización, como la desinfección del área púbica, la inserción, la fijación y la extracción de un catéter.
- Se pueden realizar técnicas, tales como pelado del prepucio, desinfección y limpieza.
- El movimiento del pene también es similar al de un pene de cuerpo vivo. El simulador está configurado de tal manera que es difícil insertar el catéter si el pene no se levanta adecuadamente.

Contiene:

- 1 Parte uretral; 1 Piel genital masculina; 1 Válvula de vejiga; 1 Junta tórica; 1 Marco tipo correa; 1 Tubo de vejiga; 1 Conexión de recto tipo correa; 1 Conector; 1 Bolsa para irrigador; 1 Tubo para irrigador; 1 Tubo de drenaje; 1 Enemador de glicerina; 1 Bolsa de almacenamiento.