



## **SIMULADOR DE CATETERISMO Y ENEMA CON CORREA**

---

**SKU:** MFS614

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Ureteral - Vesical](#), [Cuidados del Paciente](#), [Eliminación de Heces - Enema](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS615	Masculino
	MFS616	Femenino
	MFS617	Conjunto Masculino y Femenino

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de genital con correa diseñado para la práctica de cateterismo y enema.

Versiones:

- Masculino.
- Femenino.
- Set masculino y femenino.

Habilidades:

- Limpieza y técnica aséptica.
- Inserción y colocación de la sonda.
- Confirmación de la descarga de orina.
- Retirada de la sonda.
- Enema.

Características:

- La estructura anatómicamente correcta facilita la adquisición del sentido del cuerpo junto con el procedimiento.
- Compatible con catéteres de balón.
- El agua (orina simulada) sale cuando se inserta la longitud adecuada de un catéter.

Los modelos incluyen:

- 1 Modelo de genitales (se incluye modelo femenino y masculino en el set completo); 1 Bolsa de depósito; 1 Tubo de drenaje; 1 Banda de sujeción; 1 Pantalón corto; 1 Lubricante; 1 Catéter para mantenimiento; 1 Manual de instrucciones.