



SIMULADOR DE CRÁNEO PARA RAYOS X

SKU: MFS134

Categorías: [Imagenología](#), [Radiología](#)
([Resonancia Magnética](#), [TAC](#), [Radiografía](#)),
[Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS135 Con Vértebras Cervicales - Transparente



MFS136 Con Vértebras Cervicales - Opaca



MFS137 Transparente

Imagen

SKU

Versión



MFS138 Opaca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cráneo humano incrustado de forma segura en plástico para una fácil manipulación. La mandíbula está ligeramente abierta para que los dientes sean adecuados para imágenes panorámicas en el campo dental. El cuello tiene vértebras cervicales según la versión del producto y cuenta con un hilo incrustado que permite colocar un trípode.

La mandíbula puede tener espacios dentales, reparaciones dentales, dientes rotos, dientes reemplazados u otras características individuales.

Versiones:

- Cráneo con Vértebras Cervicales - Transparente.
- Cráneo con Vértebras Cervicales - Opaco.
- Cráneo Transparente.
- Cráneo Opaco.