




SIMULADOR DE CUIDADO PERINATAL INTEGRAL "HANA"

SKU: MFS642

Categorías: [Alimentación Nasogástrica \(NG\)](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Habilidades Clínicas](#), [Inyección Espinal - Epidural](#), [Inyección Espinal - Epidural - Lumbar](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Manejo de Vía Aérea - Intubación](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#), [Succión](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí de entrenamiento desde el periodo gestacional hasta el postnatal.

Características

- Abdomen intercambiable para simular examen perinatal, ecografía a las 23 semanas del feto, examen cervical, parto, desgarro perineal y puerperal.
- Piezas intercambiables con un solo toque.
- Anatomía precisa: sínfisis púbica; espina isquiática; coxis; pelvis.
- Durabilidad y con componentes elásticos respecto a los genitales.
- Compatible con sillas de parto y articulaciones flexibles.

Versiones:

- Con 3 Módulos: Incluye los módulos
- 1. Durante el embarazo: Examen obstétrico / Examen perinatal (palpación y auscultación).
- 2. Parto: Asistencia de parto vaginal.
- 3. Puerperio: Evaluación de involución uterina / Evaluación puerperal.
- Con 6 Módulos: Incluye todos los módulos.

Habilidades:

- Alimentación por sonda nasogástrica
- Manejo de las vías respiratorias, asistencia a la intubación.
- Cuidado oral y de la dentadura.
- Máscara de oxígeno.
- Bombeo estomacal.
- Succión.
- Inyecciones intravenosas y canulación (vena mediana izquierda).
- Cuidados de la cánula (vena dorsal izquierda).
- Cateterización urinaria.
- Cuidados genitales.
- Procedimientos de control en caso de amniorrexis, hemorragia y loquios.
- Valoración normal de mamas y pezones normales.
- Colocación de vía epidural.
- Compresiones torácicas.
- Cuidados de la vía intravenosa (vena dorsal de la mano izquierda).

Materiales del modelo:

- Resina blanda.

- Libre de látex.x

Módulos de Entrenamiento:

Durante el Embarazo:

Módulo de Examen Perinatal:

- Palpación: maniobras de Leopold, evaluación de desproporción cefalopélvica.
- Feto Re posicionable.
- Auscultación de sonidos fetales con frecuencia cardíaca ajustable de 60 a 180.

Módulo de Ultrasonido:

- Escaneo del feto de 23 semanas.
- Evaluación de tamaño fetal usando DBP, CA y LF etc.
- Medición del volumen del líquido amniótico.
- Determinación de la presentación fetal.

Parto:

Módulo de Examen Cervical:

- 5 Tipos de modelo de dilatación cervical.
- Determinación de índice de Bishop (índice cervical).
- Chequeo de la posición de cabeza fetal.

Módulo Durante el Parto:

- Varias posiciones: supina, lateral, a cuatro extremidades.
- Protección perineal.
- Presentaciones cefálica y podálica.
- Parto mediante fórceps obstétricos y parto con extracción ventosa.
- Amarre y corte del cordón umbilical.
- Extracción de la placenta.
- Inspección del saco amniótico.
- Inserción del catéter urinario.

Módulo de Desgarro Perineal:

- Perineorrafia: sutura simple interrumpida y sutura colchonera vertical.
- Práctica de sutura repetitiva para el desgarro perineal del 1er grado.

Puerperio

Módulo de evaluación puerperal:

- Evaluación de involución uterina en puerperio temprano: 4 variaciones.
- Medición y palpación del fondo uterino.
- Limpieza y evaluación perineal.
- Masaje postparto.
- Evaluación de prolapso anal.

El modelo básico sin módulos Incluye:

1 Maniquí; 1 Peluca; 1 Máscara facial; 1 Prótesis dental; 1 Genitales femeninos; 1 Ropa de maternidad; Almohadilla de inyección (vena mediana); 1 Bolsa de irrigación; 1 Bomba de drenaje; 1 Manguera de drenaje; 1 Lubricante (150ml); 1 Talco; 1 Manual de instrucciones.

<https://www.youtube.com/watch?v=5qmgcGnnqIY&t=105s>