



SIMULADOR DE DISPOSITIVO DE ACCESO VENOSO

SKU: MFS425

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Venoso Central \(CVC\) - de Línea Media \(MVC\)](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo, que ofrece conexiones de catéter subclavio derecho e izquierdo y un dispositivo de puerto a cateter está diseñado para la instrucción en el uso y cuidado de catéteres de acceso subclavio e implantables.

Componentes:

- Modelo de Entrenamiento.
- Almohadilla de Reemplazo.

Puede utilizarse para:

- Enseñar a enfermeras, pacientes y familias a medicarse con catéteres.
- Enseñar la técnica de "bloqueo de heparina" para evitar obstrucciones.
- Enseñar el uso del catéter para la toma de muestras de sangre, la inyección y la terapia de infusión.
- Enseñar a localizar el catéter implantable mediante palpación.
- Cuidados de los catéteres subclavios izquierdo o derecho.
- Cambio del tapón de inyección del catéter subclavio.
- Limpiar y bañar el sitio y cambiar los apósitos del sitio.

Aspectos Generales:

- También se pueden aplicar antisépticos que no manchan.
- Montado sobre caballete plegable.
- Viene con estuche de transporte.