



SIMULADOR DE DISTOCIA CALF

SKU: MFV127

Categorías: [Distocia](#), [Especies](#), [Obstetricia y Reproducción Veterinaria](#), [Simuladores Bovinos](#), [Veterinaria](#)

VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFV128	Hereford
	MFV129	Holstein
	MFV130	Black

Imagen

SKU

Versión



MFV131

Red Angus

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales:

- Esqueleto de acero totalmente articulado, con caja torácica, vértebras, pelvis y columna.
- Movimiento realista; piel y cola duraderas y flexibles.
- Cráneo con mandíbula, dientes, paladar blando.
- Esófago y ano palpable.
- Orejas y patas delanteras reforzadas con cascos duraderos para encadenar.
- Peso realista de 22,7 kg (50 lb).
- Razas personalizadas disponibles a un costo adicional.

Disponible en 4 colores de razas:

- Hereford.
- Holstein.
- Black.
- Red Angus.