



SIMULADOR DE DISTOCIA MODELO HEREFORD

SKU: MFV121

Categorías: [Distocia](#), [Especies](#), [Gestación y Parto](#), [Obstetricia y Reproducción Veterinaria](#), [Simuladores Bovinos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características generales:

- Construcción de epoxi / fibra de vidrio reforzada con acero, con componentes resistentes al agua en todas partes para facilitar la limpieza.
- 1,36 m en el hombro y más de 2,44 m desde el morro hasta la cola y 0,8 m en el punto más ancho.
- Base de plástico reciclado.
- Becerro a juego incluido.
- Sistema neumático ajustable de apoyo uterino y de pantorrilla con bomba.
- Bolsa uterina de vinilo transparente.
- Panel perineo suave y duradero.
- Cola suave extraíble.
- Ubre funcional con tanque de leche; capacidad para simular leche mastítica y se puede introducir en cualquier cuadrante.
- Réplica de pelvis de poliuretano.
- Extractor fetal acolchado, cadena obstétrica y lazo para la cabeza.
- Alfombra de aterrizaje proporcionada para evitar daños en la pantorrilla.

Partes reemplazables que no se incluyen en el paquete para recambio:

Panel de perineo de parto; Bolsa uterina; Cola; Pezones; Ternero.