



## SIMULADOR DE EDEMA POR PICADURAS

---

**SKU:** MFS582

**Categorías:** [Cuidado de Edemas](#), [Cuidados del Paciente](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de almohadillas para la representación de edemas, cuya clasificación basada en la "Guía de examen físico de Mosby".

Habilidades:

- Diferenciar los grados de edema.
- Entrenamiento en un paciente simulado o maniquí.

Características:

- Las calificaciones de los edemas se basan en la "Guía de examen físico de Mosby".
- Los modelos se pueden acoplar a la parte inferior de la pierna de un paciente simulado o de un maniquí de entrenamiento.
- 4 Niveles de edema por picaduras según presiones y profundidad de hendiduras.
- Repetible y preciso, como si palpara la superficie de la piel real hasta el peroné.

Contiene:

- 5 variaciones de 1 pieza cada una.

<https://www.youtube.com/watch?v=lKyD8batWSg>