



SIMULADOR DE EMBARAZO DE CUERPO COMPLETO II

SKU: MFS722

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología](#)
[- Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí de cuerpo completo diseñado para el entrenamiento en serie de la asistencia para el parto, en distintas posiciones, además cuenta con un feto que tiene cordón umbilical y placenta para hacer la practica mas completa.

Habilidades:

- Entrega de estilo libre posible:
- Posición supina.
- Posición en cuclillas.
- Posición de pie.
- En cuatro apoyos (posición rodilla-pecho).

Características:

- Ligadura umbilical y corte del cordón umbilical.
- Puede controlar la placenta / amnios.
- Se puede ver el estado de la cabeza del feto a través de los genitales transparentes:
- Protección del perineo.
- Coronamiento.
- Entrega de hombro posterior.

Contiene:

- 1 Genitales (tono de piel, claro); 1 Feto de PVC, lubricante especial; 1 Talco para bebés; 1 Placenta; 1 Cordón umbilical.