




SIMULADOR DE ENDOSCOPIA "MICHAEL ANGELO" (MIKEY) K9

SKU: MFV61

Categorías: [Endoscopía](#), [Especies](#),
[Procedimientos Clínicos](#), [Simuladores Caninos](#),
[Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desarrollado para proporcionar a los médicos una herramienta para practicar la maniobra del endoscopio y sentirse cómodos con el delicado procedimiento de la endoscopia sin dañar a los pacientes vivos. Esto reduce en gran medida el tiempo del procedimiento y la posibilidad de complicaciones durante el procedimiento real.

Viene con un tracto gastrointestinal superior que presenta esófago, esfínter esofágico inferior (LES), estómago con pliegues rugosos, incisura angular, píloro, esfínter pilórico y duodeno muy realistas. En el duodeno, los médicos podrán detectar el parche de Peyer, la papila duodenal y el ángulo duodenal.

Todas las imágenes están tomadas del maniquí.