



**SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO CON
PISTOLA DE PERNO CAUTIVO - NO
PENETRANTE**

SKU: MFV145

Categorías: [Especies](#), [Eutanasia - Perno Cautivo](#),
[Otras Especies](#), [Procedimientos Clínicos](#),
[Simuladores Bovinos](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
 <p data-bbox="135 660 375 685">9KG 6KG 3KG</p>	MFV146	Lechón Pequeño de 3 Kg
 <p data-bbox="135 920 375 945">9KG 6KG 3KG</p>	MFV147	Lechón Mediano de 6 Kg
 <p data-bbox="135 1180 375 1205">9KG 6KG 3KG</p>	MFV148	Lechón Grande de 9 Kg
 <p data-bbox="135 1440 375 1464">9KG 6KG 3KG</p>	MFV149	Juego de los 3 lechones
	MFV150	Cordero de 4Kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los modelos de cuerpo completo tienen la sensación y el peso de animales vivos y tienen cabezas reemplazables para usar con pernos cautivos no penetrantes.

Se utiliza para entrenar el posicionamiento de animales y la colocación de pernos. Cada cabeza puede soportar múltiples disparos. Cada cuerpo incluye 3 cabezales reemplazables.

Versiones:

- Lechón pequeño de 3 kg.
- Lechón mediano 6kg.
- Lechón grande de 9 kg.
- Juego de los 3 lechones.
- Cordero de 4kg.

Partes reemplazables que no se incluyen en el paquete para recambio:

- Lechón pequeño de 3 kg
- Lechón mediano 6 kg
- Lechón grande de 9 kg
- Cordero de 4kg.
- Soporte con ruedas: ajustable en altura, inclinación rostral y 90 grados de rotación.
- Orejas reemplazables (disponible solo en los modelos de bovino cara larga y corta).