



SIMULADOR DE ENTRENAMIENTO DE COLONOSCOPIA

SKU: MFS546

Categorías: [Colonoscopia - Endoscopia - Sigmoidoscopia](#), [Especialidades Médicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Sistema Digestivo](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para la práctica del procedimiento de colonoscopia, posee un tubo de colon suave y flexible que proporciona una simulación de realista, además y se puede practicar habilidades como la prevención de "bucles" para un avance seguro hacia el ciego (primera porción del intestino grueso).

Características:

- Libre de látex.
- Ofrece una variedad de niveles de dificultad. Desde casos simples y sin complicaciones hasta casos complejos.
- El tubo de colon puede hacerse hermético, lo que permite la insuflación y succión de aire.
- La abertura del esfínter anal se puede manipular con una bomba de bola manual.

Contiene:

- 1 Modelo de abdomen; 1 Tubo de recto de colon; 1 Unidad de ano; 1 Bombilla de aire, 1 Cubierta de piel de abdomen; 1 Juego de accesorio de colon; 5 Guías de diseño de colon (6 casos en total); 30 Lubricantes para tubo colon-recto (50 ml cada uno); 30 Lubricantes para endoscopios (20 ml cada uno); 1 Botella de plástico; 1 Soporte; 1 Hoja de goma; 1 Tapón de ano; 1 Guía de formación; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones.