




SIMULADOR DE ESTERILIZACIÓN CANINA

SKU: MFV118

Categorías: [Esterilización y Castración,](#)
[Obstetricia y Reproducción Veterinaria,](#)
[Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El simulador de castración canina de permite a estudiantes e instructores practicar el procedimiento de castración canina y, con un pequeño kit de recambio, volver a montarlo y practicar de nuevo.

Este modelo incluye una piel reemplazable y testículos reemplazables. Los testículos tienen cada uno dos vasos simulados para replicar los conductos deferentes y el suministro vascular y están cubiertos con una capa de bolsa para imitar la túnica albugínea. La base reutilizable tiene una cresta elevada que representa el pene a efectos de palpación y un tubo que representa la uretra. Cuando se cubren con gel lubricante, los testículos pueden avanzarse para un abordaje preescrotal. A continuación, pueden amputarse mediante una técnica cerrada o abierta. La incisión cutánea puede cerrarse tras el procedimiento.