



## SIMULADOR DE EXAMEN DE MAMA

---

**SKU:** MFS554

**Categorías:** [Autoexaminación - Educación al Paciente](#), [Palpación de Mamas / Cáncer de Mamas](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de entrenamiento para demostrar la palpación de nódulos mamarios, tanto para el autoexamen de mamas como para el examen profesional.

Bultos mamarios:

- Tumor con signo de hoyuelo: Duro, superficie irregular, bordes parcialmente inciertos.
- Cáncer con una depresión en la piel: Duro, superficie irregular, bordes parcialmente inciertos.
- Adenoma fibroso: Esférico, superficie suave, móvil, bordes definidos.
- Mastopatía: Elástico, superficie suave, bordes inciertos.

Habilidades:

- Examen de mama táctil.
- Autoexamen de mamas.

Características:

- Cuatro bultos mamarios (tumor con hoyuelo, tumor con depresión cutánea, fibroadenoma y mastopatía).
- Puntos de referencia óseos para palpación: clavícula y costillas.
- Textura suave y realista.

Contenido:

- 1 Modelo de pecho (adjunto al estuche); 1 Talco en polvo; 1 Estuche de almacenamiento; 1 Manual de instrucciones.