



SIMULADOR DE EXAMEN OBSTÉTRICO "CHARLIE Y MAMÁ DE CHARLIE"

SKU: MFS989

Categorías: [Ginecología - Obstetricia](#),
[Mediciones Obstetricas](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para evaluar la dilatación cervical y la presentación fetal. El usuario simplemente coloca el cuello uterino sobre la cabeza de Charlie y luego lo estira hasta lograr la dilatación deseada.

El modelo viene equipado con tres cérvix, que son, de izquierda a derecha, primípara, edematosa y múltipara. Después de lubricar el cuello uterino con un lubricante quirúrgico a base de agua, se puede introducir la cabeza en la abertura situada en la parte posterior del modelo.

Características:

- Esta fabricado de un material muy suave, altamente elástico y muy duradero.
- Son fáciles de limpiar y siguiendo unas sencillas instrucciones de mantenimiento se garantiza que los modelos duren mucho tiempo. También son fáciles de reparar si se dañan accidentalmente.
- Requiere lubricación con lubricantes quirúrgicos a base de agua.

Contiene:

1 Simulador de examen obstétrico; 1 Cabeza fetal; 1 Cérvix Multipara; 1 Cérvix primipara; 1 Cuello uterino edematoso; 1 Manual de instrucciones; 1 USB Stick; 2 G-Clamps.

<https://www.youtube.com/watch?v=NTQr2aF3Gio&t=2s>