



## SIMULADOR DE EXAMINACIÓN GINECOLÓGICA

---

SKU: MFS537

Categorías: [Ginecología](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite la capacitación práctica en exámenes ginecológicos básicos como la vaginoscopia, el sondeo vesical y la citología.

Características:

- Fabricado de un material suave utilizado para la pieza genital externa y abdominal permite que el producto proporcione una simulación realista del tacto bimanual (interno y externo) y el examen rectal.
- Todos los úteros son móviles, lo que permite al producto recrear un examen realista de condiciones tales como sensibilidad al movimiento cervical.
- Los órganos reproductores internos, como el útero y los ovarios, tienen estados normales y anormales, y el examen del estado de la enfermedad (histeromioma intramuscular, mioma subseroso, quiste ovárico, hidrosalpinx, etc.) se puede practicar cambiando el útero. El útero se puede cambiar fácilmente.
- El tamaño de los quistes ováricos y el hidrosalpinx se puede ajustar bombeando en el aire para lograr el tamaño y la textura que se asemejen a la realidad.
- Se pueden separar fácilmente sus piezas.

Úteros Intercambiables (se visualizan en las imágenes del producto):

- 1- Útero normal.
- 2- Embarazo temprano útero.
- 3- Histeromioma 1 (en túnica muscular).
- 4- Histeromioma 2 (debajo del endometrio).
- 5- Quiste ovárico 1 (tamaño de pelota de ping-pong).
- 6- Quiste ovárico 2 (tamaño de pelota de tenis).
- 7- Hydrosalpinx.
- 8- Bomba de aire.