



SIMULADOR DE HOMBRO PARA RAYOS X

SKU: MFS139

Categorías: [Imagenología](#), [Radiología](#)
([Resonancia Magnética](#), [TAC](#), [Radiografía](#)),
[Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS140	Transparente
	MFS141	Opaca

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de piezas de rayos X brinda la oportunidad única de tomar imágenes de rayos X de partes individuales del cuerpo una y otra vez, incluye huesos humanos reales y permite tomar imágenes de rayos X reales. El modelo es perfecto para escuelas y educación, pero también para técnicos médicos, ya que los mismos huesos pueden ser radiografiados una y otra vez en diferentes entornos sin el peligro de dañar al paciente. Los huesos están incrustados en plástico transparente.

Este fantoma está hecho a mano y es único. Puede diferir en tamaño y forma. Debido a la tecnología de producción, puede haber decoloración y grietas dentro del fantasma. Esto está relacionado con la producción y no es falta de calidad.

Versiones:

- Transparente.

- Opaca.