



SIMULADOR DE INYECCIÓN DE GLÚTEO MAYOR

SKU: MFS568

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador diseñado para practicar las tres formas de inyección en los glúteos, está fabricado con una resina especial que permite inyectarlo repetidamente sin dejar rastro, este viene equipado con un indicador que muestra la precisión del posicionamiento y la profundidad de la jeringa.

Características:

- Compuesto por tres capas individuales, que son piel, musculatura y esqueleto. Por tanto, permite identificar el lugar de la inyección, así como practicar con un paciente.
- Diseñado para tres métodos: cuarto de tricotomía, método Hohashtayter y método Clark.
- El indicador adjunto muestra la precisión de la inyección. Si el lugar de inyección es correcto, la jeringa puede inyectar líquido.
- Permite palpar los puntos de referencia como Trocánter mayor, Columna ilíaca anterior superior, Columna ilíaca posterior superior y Sacro.
- La piel y los músculos son piezas de repuesto.

Contiene:

- 1 Cuerpo principal; 1 Soporte para el método Hohashtayter; 1 Controlador; 1 Adaptador de corriente alterna; 1 Juego de almohadillas sensores.