




SIMULADOR DE INYECCIÓN EPIDURAL Y ESPINAL "GENESIS"

SKU: MFS993

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Habilidades Clínicas](#), [Inyección Espinal - Epidural](#), [Inyección Espinal - Epidural - Lumbar](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Simulador de entrenamiento ideal para los bloqueos neuraxiales comunes. Este dispositivo de formación contiene estructuras anatómicas que se encuentran en la región lumbar inferior. Permite demostrar procedimientos neuraxiales rutinarios como: pérdida de resistencia epidural, espinales de disparo único, colocación de catéteres epidurales y espinales y técnica epidural espinal combinada. La pérdida de resistencia realista y el espacio intratecal lleno de líquido permiten a los usuarios localizar los sitios objetivo correctos.

Características: Permite demostrar procedimientos neuraxiales, Training ideal para bloqueos neuraxiales comunes.

<https://www.youtube.com/watch?v=RMZznXOc3tM>