



SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR - ALMOHADILLAS

SKU: MFS297

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La práctica con este simulador permite administrar las inyecciones intramusculares de manera segura, con la posibilidad de practicar repetidas veces, hasta que los estudiantes y aprendices dominen la técnica. El simulador admite la administración de fluidos con profundidades de punción de 50 mm. Práctica de administración de inyecciones IM con profundidad de punción de hasta 50 mm. Las almohadillas de piel simulada se sustituyen rápidamente y permiten realizar varias punciones. Fácil de limpiar y secar.

Se suministra con tres almohadillas de piel simulada que admiten varias punciones. La masa muscular simulada interna absorbe el fluido administrado. Tras su uso, tan solo deberá secar el simulador; por sus características, se almacena ocupando poco espacio.

Contiene:

- 1 Simulador de inyección intramuscular; 2 Almohadillas de piel simulada de repuesto; 1 Jeringa desechable.