



SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR - BRAZO

SKU: MFS298

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador permite enseñar las técnicas de inyección I.M. mediante una correa se puede colocar en la parte superior del brazo derecho, y así localizar todos los sitios de inyección intramuscular.

Características:

- Incluye todos los puntos importantes de referencia anatómicos palpables.
- Funda de silicona extremadamente durable, puede intercambiarse rápidamente.
- La funda de silicona es robusta y fácil de limpiar.

El simulador se entrega con 2 pilas de tipo AA, una piel de recambio, una jeringa de 5 ml y una aguja de inyección de tipo 21G/0,8.

Importante: No llene la jeringuilla con líquido. El aparato ha sido diseñado exclusivamente para realizar ejercicios en seco.