



SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR "MUSCLEMATE II"

SKU: MFS678

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intradérmica - Subcutánea \(SC o SubQ\)](#), [Inyección Intramuscular \(IM\) - Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Almohadilla diseñada para la práctica de la inyección Intramuscular que muestra el lugar de inyección correcto o incorrecto incluida la profundidad con luces LED.

La piel especial no tiene marcas de agujas.

Habilidades:

- Preparación; Palpación; Pellizcos; Inyección intramuscular braquial; Inyección subcutánea.

Características:

Posee luces que indican de forma correcta o incorrecta el procedimiento.

- La luz verde indica que la profundidad alcanzada para la inyección es la correcta.

Error con respecto al sitio

- la luz roja parpadea y el zumbador se enciende cuando el lugar de la inyección es el correcto.

Error con respecto a la profundidad

- Las luces roja y verde parpadean y el zumbador se enciende cuando el lugar de la inyección es correcto, pero demasiado profundo.

Contiene:

- 1 Almohadilla; 1 Bolsa de drenaje; 1 Cinturón; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=BcFRn5YSCSs>