



## SIMULADOR DE INYECCIÓN INTRAMUSCULAR - MUSLO

---

**SKU:** MFS299

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Inyección](#), [Inyección Intramuscular \(IM\)](#) - [Vacunación](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador permite enseñar las técnicas de inyección I.M. mediante una correa se puede colocar en la parte superior de la pierna y así localizar todos los sitios de inyección intramuscular.

Características:

- Incluye todos los puntos importantes de referencia anatómicos palpables.
- Funda de silicona extremadamente durable, puede intercambiarse rápidamente.
- La funda de silicona es robusta y fácil de limpiar.

Contiene:

- 1 Pierna (Parte superior); 2 Pilas de tipo AA; 1 Manual de uso detallado; 1 Piel de cambio; 1 Jeringa de 5 ml; 1 Cánula de inyección de 21 gauge (0,8x50mm).

Importante: No llene la jeringa con líquido. La unidad sólo está destinada a la práctica en seco.