



## SIMULADOR DE LÍNEA PICC "PETER"

---

**SKU:** MFS807

**Categorías:** [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Cateterismo Venoso Central \(CVC\) - de Línea Media \(MVC\)](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo diseñado para la enseñanza, práctica y evaluación de la colocación de líneas PICC, posee una piel de brazo translúcida reemplazable que permite la visualización de las venas cefálica, basílica y basílica media subyacentes que se presentan como venas azules apenas visibles. También están presentes la vena cava superior, subclavia, axilar y yugular, además de un mentón móvil que simula la oclusión de la yugular para evitar que la línea PICC transite esta ruta.

La colocación adecuada se puede confirmar observando la punta distal del PICC en la vena cava superior visible, además de permitir enseñar y practicar la técnica estéril.

Contiene:

- 1 Modelo de Entrenamiento; Juego de 2 venas de brazo; Conjunto de venas corporales; Piel de 2 brazos; Piel corporal; Costillas; Tejido muscular; Vial de visualización de SVC; Bolsa grande de depósito; 1 Frasco de sangre simulada; Estuche de transporte.