



SIMULADOR DE MANGUITO PARA ACCESO VASCULAR CANINO

SKU: MFV116

Categorías: [Acceso Vascular](#), [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Entrene en las habilidades de venopunción y acceso vascular en escenarios reales sin dañar a los participantes con el manguito de acceso vascular veterinario. Diseñado para adaptarse a la mayoría de los perros, gatos y maniquíes, el manguito se asegura con las lengüetas de gancho y bucle por encima y por debajo de la almohadilla de tejido RealFlow simulada de Surgireal.

Manteniendo la seguridad como nuestra máxima prioridad, todas las mangas de acceso vascular están diseñadas con material resistente a la punción para asegurar que la aguja no hará contacto con su participante.

Las aplicaciones de formación incluyen, pero no se limitan a: Alineación de la aguja y acceso vascular, palpación del vaso y colocación de la vía.

El paquete incluye 1 manguito, 1 almohadilla de tejido simulado acoplable, 1 paquete de polvo de sangre artificial y 1 bolsa intravenosa (1000mL).

Desarrolla habilidades en tres pasos:

- Manguito acoplado a un maniquí.
- Manguito acoplado a un animal inmóvil.
- Manguito acoplado a un animal en movimiento.