



SIMULADOR DE MANGUITO PARA ENTRENAMIENTO DE ACCESO VASCULAR HUMANO

SKU: MFS750

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Extracción de Sangre](#), [Inyección](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manguito de práctica de extracción de sangre portátil. Diseñado para adaptarse a la mayoría de las personas y maniqués, el manguito se asegura con las lengüetas de gancho y bucle por encima y por debajo de la almohadilla de tejido RealFlow.

Manteniendo la seguridad como nuestra máxima prioridad, todas las mangas de acceso vascular están diseñadas con material resistente a la punción para asegurar que la aguja no hará contacto con su participante. Las aplicaciones de formación incluyen, pero no se limitan a: Alineación de la aguja y acceso vascular, palpación del vaso y colocación de la vía.

Desarrollo de habilidades en 3 pasos:

- Manguito unido al maniquí.
- Manguito unido a una persona estacionaria.
- Manguito unido a una persona que imita el movimiento del paciente en la vida real.

El paquete incluye 1 manguito, 1 almohadilla de tejido simulado acoplable, 1 paquete de polvo de sangre artificial y 1 bolsa de suero (1000mL).

Practica la tolerancia a la punción de más de 300 inyecciones y/o extracciones de sangre.

Material: Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.