



## SIMULADOR DE MANGUITO PARA REPARACIÓN DE GRANDES LACERACIONES

---

**SKU:** MFS751

**Categorías:** [Cirugía - Sutura - Grapado](#),  
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Manguito de práctica de sutura portátil que permite entrenar la reparación de laceraciones.

Diseñado para adaptarse a la mayoría de las personas, animales grandes y maniqués, el manguito se asegura con las lengüetas de gancho y bucle por encima y por debajo de la almohadilla de tejido simulado RealLayer de SurgiReal. Practique la sutura superficial, asegurando la seguridad del nudo y enterrando las suturas en una variedad de situaciones.

Manteniendo la seguridad como nuestra máxima prioridad, todos los manguitos de reparación de laceraciones están diseñados con material resistente a los pinchazos para garantizar que la aguja no entre en contacto con el participante.

Desarrollo de Habilidades en 3 pasos:

- Manguito colocado en el maniquí.
- Manguito colocado en el participante inmóvil.
- Manguito acoplado al participante imitando el movimiento del paciente en la vida real.

Dimensiones - Especificaciones:

Cantidad de Suturas: Capacidad de sutura de más de 450 suturas.

Material: Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.