



SIMULADOR DE OREJA PARA ACUPUNTURA

SKU: MFS333

Categorías: [Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Terapia y Rehabilitación](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS334

Izquierda y Derecha



MFS335

Izquierda



MFS336

Derecha

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta replica es ligeramente más grande que el tamaño natural de la aurícula (para uso en medicina o terapia auricular).

Los modelos están contruidos con silicona de alta calidad, lo cual constituye garantía de gran durabilidad y le otorga un carácter real a la estructura de la superficie. El producto incluye 5 agujas de acupuntura.

Versiones:

- Modelo Izquierdo y Derecho.
- Modelo Izquierdo.
- Modelo Derecho.