



SIMULADOR DE ÓRGANO HUECO - ESTÓMAGO

SKU: MFS746

Categorías: [Cirugía - Sutura - Grapado](#),
[Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El modelo de órgano hueco-estómago, proporciona una experiencia única en la sutura de órganos huecos. Dado que los órganos huecos requieren una técnica de sutura diferente a la de los cierres de la piel, este modelo ofrece la oportunidad de experimentar una variedad de situaciones de sutura. Aunque se simula como un estómago, este modelo está pensado para entrenar la sutura de órganos huecos en general.

Material: Silicona no tóxica y no peligrosa, libre de látex.