




SIMULADOR DE PALPACIÓN ABDOMINAL

SKU: MFS472

Categorías: [Ginecología - Obstetricia](#),
[Maniobras de Leopold - Palpación Abdominal](#),
[Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS473	Set Completo
	MFS474	Solo Modelo Abdominal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utilice esta gran herramienta de enseñanza en 3-D para realizar las maniobras de Leopold y para demostrar la palpación del abdomen para determinar la posición, presentación y posición fetal. El modelo de palpación abdominal incluye un feto con brazos y piernas móviles, nalgas firmes y una cabeza con fontanelas anterior y posterior palpables. El cuerpo fetal se flexiona para permitir la demostración de todas las presentaciones y posiciones. El feto Incluye apoyo de pelvis de vinilo dentro de la parte abdominal del modelo.

Versiones:

- Set Completo.
- Solo Modelo Abdominal.
- Almohadilla de Repuesto.
- Bolso de Transporte.

Características:

- Una tela acolchada sujeta con velcro a la base.
- Facilita la visualización y el cambio de posiciones fetales.
- Viene con una almohadilla de gel que proporciona una protección adicional sobre el feto para una sensación más realista.
- Paquetes de gel móviles para simular el líquido amniótico y una guía de práctica (Solo en la versión completa).

Versión con Solo Modelo Abdominal incluye:

- 1 Modelo de entrenamiento.
- 1 Feto.

Componentes de Versión Completa:

- 1 Modelo de entrenamiento.
- 1 Feto.
- Paquetes de gel extraíbles para simular el líquido amniótico.
- Bolso de transporte.

https://www.youtube.com/watch?v=bCOJlfkSaac&feature=emb_title&ab_channel=ChildbirthGraphics