




## SIMULADOR DE PARTO COMPLETO "SOPHIE Y MAMÁ DE SOPHIE"

---

**SKU:** MFS994

**Categorías:** [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Hemorragia Posparto](#), [Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este avanzado simulador está diseñado para la práctica y enseñanza de partos en distintas presentaciones: cefálica, de nalgas y con distocia de hombros. Su fabricación con un material que imita la textura de la piel ofrece una experiencia táctil sumamente realista durante la simulación.

La vagina presenta un tamaño anatómicamente correcto y es capaz de estirarse para permitir el paso del feto, reproduciendo de manera fiel el estiramiento del perineo.

Durante el uso, generalmente participan dos profesionales: uno impulsa al feto a través del canal de parto de la madre, mientras el otro asiste el nacimiento de Sophie.

El feto cuenta con un esqueleto metálico completo que le otorga durabilidad y movilidad natural, lo que permite realizar maniobras como la del brazo nuczal con gran realismo.

Este simulador también admite accesorios opcionales que amplían sus posibilidades de entrenamiento, como una placenta y un útero posparto para practicar la extracción manual, así como un útero con hemorragia posparto para simular el sangrado tras el nacimiento. Estos complementos se pueden utilizar con sangre simulada, no tóxica y fácil de limpiar.

### Características principales

- **Durabilidad:** fabricado con un material muy suave, elástico y resistente.
- **Mantenimiento sencillo:** fácil de limpiar y conservar siguiendo instrucciones básicas, lo que asegura una larga vida útil.
- **Reparación práctica:** puede repararse en caso de daños accidentales.

Para un funcionamiento óptimo, se recomienda el uso abundante de lubricantes a base de agua, disponibles a través de distribuidores especializados.

<https://www.youtube.com/watch?v=yeWEcuCrXT0>

<https://www.youtube.com/watch?v=aS7l6mCN0KY>

[https://www.youtube.com/watch?v=xv-Mpe5ia\\_Q](https://www.youtube.com/watch?v=xv-Mpe5ia_Q)

<https://www.youtube.com/watch?v=liVPm5Gh294>

<https://www.youtube.com/watch?v=atK70idxoCQ>