



SIMULADOR DE PARTO INSTRUMENTAL "LUCY Y MAMÁ DE LUCY"

SKU: MFS988

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología](#)
[- Obstetricia](#), [Simuladores Médicos](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Está diseñado específicamente para que los profesionales médicos simulen la práctica del parto instrumental con ventosa y fórceps. Ha sido diseñado para simular con precisión la experiencia táctil del uso de la ventosa. Permite al clínico concentrarse en el parto de la cabeza.

La forma de la cabeza de Lucy se adhiere con precisión a las medidas estándar, de modo que las fontanelas se colocan con precisión en la cabeza moldeada y pueden palpase fácilmente.

Características:

- Esta fabricado de un material muy suave, altamente elástico y muy duradero.
- Son fáciles de limpiar y siguiendo unas sencillas instrucciones de mantenimiento se garantiza que los modelos duren mucho tiempo. También son fáciles de reparar si se dañan accidentalmente.
- Requiere lubricación con lubricantes quirúrgicos a base de agua.

Competencias básicas

1. Evaluación vaginal de la mujer embarazada: Valoración de la presentación fetal.
2. Parto del feto mediante ventosa.
3. Parto del feto mediante fórceps.
4. Comprender los aspectos prácticos de los métodos de parto asistido.

Contiene:

- 1 Simulador de parto instrumental; 1 Cabeza fetal; 1 Manual de instrucciones; 1 USB stick; 2 G-Clamps

<https://www.youtube.com/watch?v=W4MUeZbV2YE>