





SIMULADOR DE PARTO

SKU: MFS376

Categorías: [Entrenadores de Parto](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Maniobras de Leopold - Palpación Abdominal](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen

SKU

Versión



MFS378

Versión Pro



MFS377

Versión Básica

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desarrollado para la práctica de competencias en partos normales y complicados para las urgencias obstétricas. Se ha comprobado que la simulación obstétrica potencia los efectos de la práctica de las competencias relacionadas con el parto, el respeto de los protocolos y la reacción en situaciones de emergencia.

Las complicaciones en el parto son generalmente menos habituales cuando se detectan las posiciones o presentaciones fetales anómalas antes del inicio del proceso.

Mediante la simulación obstétrica, se podrá detectar posiciones y presentaciones anómalas y la manera de utilizar las técnicas manuales para asistir al proceso. La práctica de las maniobras manuales. Además, permite aprender cuándo aplicar intervenciones de emergencia obstétrica (como la cesárea).

Información Adicional:

- Este simulador permite integrarse con un módulo de simulación de hemorragia puerperal, además proporciona una cavidad vaginal y un cuello uterino puerperal, una bomba que incorpora permite ajustar con facilidad el tono muscular uterino y simular un útero contraído o sin tono.
- Se puede destacar que el simulador de parto puede combinarse con un entrenador de fases de parto (ambas versiones Básica y Pro).

Versiones:

- Versión Básica.
- Versión Pro.

El simulador permite visualizar cómo afectan las maniobras manuales al feto en el útero y practicar las siguientes competencias y técnicas para el parto:

- Parto vaginal normal.
- Parto normal de cordón umbilical y placenta.
- Palpación y evaluación de la posición y la presentación fetal.
- Diagnóstico de todas las posiciones y presentaciones fetales normales y anómalas (cara, cuello, ceja) para representar alumbramientos tanto rutinarios como difíciles.
- Demostración y gestión de distocia de hombros (canal de parto y huesos pélvicos adaptables).
- Partos en posición podálica (completa, incompleta o modo pie y franca).
- Palpación de las características de las fontanelas fetales.
- Alumbramiento completo e incompleto de la placenta.
- Demostración de la placenta previa: total, parcial y marginal.
- Prolapso del cordón umbilical.

- Cordón umbilical nual.
- Parto por cesárea con incisión (predefinida en versión básica).
- Pinzamiento y corte del cordón umbilical.
- Succión simulada de la boca y la nariz del bebé.
- Maniobra de Pinard.
- Maniobra de Mauriceu.
- Maniobra de Praga.
- Maniobra de Woods.
- Maniobra Rubin.

Características Generales:

- Feto totalmente articulado con boca abierta, cabeza inclinable, escápula y fontanelas anatómicamente correctas.
- Torso inferior femenino adulto a tamaño real, puntos de referencia anatómicamente correctos como pelvis, cavidad pélvica y columna vertebral.
- Sistema de parto manual para controlar la rotación y la velocidad del nacimiento del feto.
- Postura fácilmente modificable del feto durante el proceso del parto que incluye el descenso, la flexión, la extensión, la rotación interna y externa y la restitución.
- Útero con posicionamiento correcto del feto, pieza hinchable que eleva el feto para realizar la maniobra de Leopold.
- Piezas fácilmente intercambiables que se colocan mediante clavijas, por lo que se requieren herramientas.
- Base antideslizante y asas para una mejor sujeción sobre la mesa.
- Fabricado en vinilo blando (duro en estructuras internas) y caucho de silicona.
- Fácil de limpiar y todas las piezas se sustituyen rápidamente sin necesidad de herramientas (montaje mediante clavijas).

Competencias exclusivas de Versión Pro:

- Maniobra de Leopold.
- Manipulación intrauterina del feto.
- Rotura artificial de membranas (RAM, amniotomía).

Características exclusivas de la Versión Pro:

- Correa de fijación para la mesa o la cama.

Versión Básica Incluye:

- 1 Simulador de parto básico.
- Cubierta del estómago acolchada desmontable con inserción avanzada de cesárea.
- Inserción de útero hinchable para la maniobra de Leopold con cubierta que permite realizar incisiones para practicar la cesárea.
- Canal de parto básico.

- Lubricante.
- Kit de montaje.
- Bebé fetal totalmente articulado (49 cm - 1,06 kg).
- Cordón umbilical.
- Placenta.

Versión Básica se puede mejorar a la versión PRO con kit de ampliación (consultar).

Kit de ampliación contiene:

- Pared abdominal.
- Pieza de pared abdominal de dos capas fabricada en silicona apta para el corte.
- Pieza de útero hinchable con pared superior intercambiable apta para el corte.
- Exocérvix moldeada anatómicamente.
- Vulva modelada con vagina (canal de parto).
- Correa de fijación.

Versión Pro Incluye:

- Simulador de parto Pro.
- Cubierta del estómago acolchada desmontable con inserción avanzada de cesárea.
- Inserción de útero hinchable para la maniobra de Leopold con cubierta que permite realizar incisiones para practicar la cesárea
- Canal de parto (porción, cérvix, vulva).
- Correa de sujeción.
- Lubricante.
- Líquido amniótico y 100 inserciones.
- Kit de montaje.
- Bebé fetal totalmente articulado (49 cm - 1,06 kg).
- Cordón umbilical
- Placenta.