



## SIMULADOR DE PELVIS PARA ENTRENAMIENTO DE RAYOS X

---

**SKU:** MFS144

**Categorías:** [Imagenología](#), [Radiología](#)  
([Resonancia Magnética](#), [TAC](#), [Radiografía](#)),  
[Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta pelvis fantasma de rayos X flexible contiene huesos humanos reales y ofrece la oportunidad única de tomar imágenes de rayos X reales. Este fantoma consta de una pelvis completa que incluye el cóccix, dos vértebras lumbares (L4 + L5) y muñones de fémur. El material blando hace que este producto sea ideal para la palpación.

El hueso natural utilizado puede tener, según la disponibilidad, cambios patológicos individuales, defectos estructurales menores o agujeros de montaje. Entregado con estuche de transporte resistente.