



## SIMULADOR DE PERRO AVANZADO DE VÍAS RESPIRATORIAS "JERRY"

---

**SKU:** MFV58

**Categorías:** [Atención Primaria](#), [Emergencia - Cuidados Críticos](#), [Especies](#), [RCP - Manejo de Vía Aérea](#), [Simuladores Caninos](#), [Vendaje](#), [Veterinaria](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un maniquí de tamaño completo construido con una vía aérea realista para su manejo, también está diseñado para entablillar y vendar. Se presentan claramente la tráquea, el esófago y la epiglotis.

Los órganos junto con los pulmones que funcionan y un pulso artificial, ayudarán a los estudiantes en la colocación endotraqueal, las compresiones y la reanimación de boca a boca.

Las piezas se pueden limpiar y reemplazar.