



## SIMULADOR DE PERRO PARA RCP "CASPER"

---

**SKU:** MFV06

**Categorías:** [Emergencia - Cuidados Críticos,](#)  
[Especies, RCP - Manejo de Vía Aérea,](#)  
[Simuladores Caninos, Veterinaria](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ofrece formación en reanimación boca a boca con bolsas para vías respiratorias desechables de uso individual. Estas económicas bolsas desechables para escudos/pulmones eliminan la contaminación cruzada entre estudiantes y la necesidad de desinfectar el maniquí después de cada uso. Este maniquí para perros puede utilizarse para enseñar la colocación correcta de las manos para las compresiones, la profundidad de las compresiones, el mantenimiento de las vías respiratorias, la comprobación del pulso femoral y la ventilación adecuada. El modelo no tiene función de indicación, el profesor tiene que juzgar el ejercicio adecuado. Las vías aéreas se cambian rápidamente y sin herramientas.

Viene con 100 piezas de vías aéreas de repuesto.