



## SIMULADOR DE PRESIÓN ARTERIAL

---

**SKU:** MFS714

**Categorías:** [Habilidades Clínicas](#), [Simuladores Médicos](#), [Toma de Presión Arterial](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este simulador realista permite el pre ajuste de valores para las presiones sistólica y diastólica y proporciona un medio para practicar escuchar y distinguir los sonidos de la presión arterial antes de la experiencia clínica real.

Es posible discernir de forma audible las cinco fases de "Korotkoff" ya que muchas veces, cuando se trabaja con un paciente vivo, las presiones son difíciles de auscultar, lo que hace que la evaluación sea precisa con este modelo.

Los sonidos generados electrónicamente se graban digitalmente.

Características:

- Ajuste de pieles simuladas a la parte de la presión arterial y el pulso.
- Es posible la palpación del pulso por la arteria radial.
- Permite escuchar las 5 fases de "Korotkoff".
- Fácil configuración y operación.
- Altavoz externo opc.

Contiene:

- 1 Brazo de presión arterial con altavoz integrado; 1 Esfigmomanómetro; 1 Unidad de control electrónico; 1 Manual de instrucciones; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=ilrZjpQmWPQ>