



SIMULADOR DE RATA "SQUEEKUMS"

SKU: MFV53

Categorías: [Catéteres - Vías Venosas y Arteriales](#), [Especies](#), [Inyección Intravenosa \(IV\) - Punción Venosa](#), [Otras Especies](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Permite a los estudiantes, técnicos de laboratorio y manipuladores aprender a manejar con confianza y a manejar roedores de laboratorio con seguridad.

La cola de este asombroso modelo de roedor puede separarse y desecharse convenientemente, al tiempo que tiene la capacidad de acceso intravenoso en el sitio de la vena caudal. Pequeñas orejas reemplazables ayudan a los estudiantes a aprender los procedimientos de marcado de orejas. El modelo está completamente articulado y es extremadamente realista. La cabeza, los pies y las extremidades se mueven de forma natural.

Viene con su propia funda protectora, accesorios intravenosos, sangre artificial e instrucciones.