



SIMULADOR DE RECIÉN NACIDO PARA BAÑO Y CUIDADOS

SKU: MFS561

Categorías: [Cuidados del Paciente](#), [Ginecología - Obstetricia](#), [Maniqués para Cuidados del Bebé](#), [Maniqués para Cuidados del Paciente - Enfermería](#), [Maniqués para Higiene - Baño](#), [Simuladores Médicos](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



VARIACIONES

Imagen	SKU	Versión
	MFS562	Masculino
	MFS563	Femenino

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Maniquí polivalente para entrenamiento de habilidades, no posee costuras y tiene un tamaño natural de un bebé de 0 a 4 semanas, que tiene el peso y el equilibrio del recién nacido, así como una fontanela anterior y posterior palpable.

Versiones:

- Masculino.
- Femenino.

Habilidades:

- Baño.
- Cuidado del cordón umbilical.
- Alimentación con biberón.
- Cuidado de oídos y nariz.
- Cambio de pañales y ropa.
- Medida física.

Características

- Recién nacido de tamaño real y realista.
- Flexibilidad de cuello no rígido.
- El fontículo anterior y posterior son palpables.
- Las extremidades se pueden doblar y estirar.
- Impermeable: el modelo tiene una pieza sin costuras
- El cordón umbilical es extraíble.

Cada Versión Contiene:

- 1 Maniquí de recién nacido; 1 Cordón umbilical; 1 Biberón; 1 Ropa de bebé.

<https://www.youtube.com/watch?v=DOsL5ApGDaE&t=36s>