


GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo de capacitación fue desarrollado para cumplir con los objetivos del plan de estudios del curso del Programa de Reanimación Neonatal publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría. Ofrece múltiples oportunidades de formación:

Vía aérea, respiración y ventilación:

- Hitos anatómicos; Auscultación de sonidos pulmonares durante la ventilación; Expansión pulmonar bilateral con elevación del tórax visualmente espectacular; Inserción del tubo ET; Controle manualmente la frecuencia y la profundidad de la respiración; Ventilación con presión positiva; Compresiones torácicas realistas; Maniobra de Sellick; Opción de movimiento unilateral del tórax (pulmón colapsado e intubación de la línea principal)

Anomalías de nacimiento:

- El defecto del tubo neural (mielomeningocele) se adhiere fácilmente a la espalda; Hernia umbilical.

Tubo de cobre:

- Practique la inserción del tubo torácico y el cuidado del área del tubo torácico.

Limpieza y cambio de pañales:

- Practique la limpieza, el baño y el cambio de pañales; Resistente al agua y completamente sumergible.

Gastrointestinal (GI):

- Acepta una sonda OG / NG para fijar el precio de la sonda Monitoreo de alimentación y succión; Se pueden ajustar y conectar varios monitores, sensores y electrodos

Observación y medición:

- Observar y medir cada parte del cuerpo (cabeza, ombligo, piel, etc.)

Escenarios:

- Cree sus propios escenarios de alto riesgo para partos, emergencias, transporte y UCIN

Piel:

- Aspecto delicado y textura de piel real; Piel suave, duradera y realista

Succión:

- Practica succionar la nariz, la cavidad bucal y el estómago.

Ombligo:

- Se puede acoplar y desmontar fácilmente; Hecho de material suave y realista; Practique la extracción de sangre o infunda líquidos; Ombligo permeable con acceso venoso y arterial

Acceso venoso:

- Acepta catéter intravenoso o aguja de infusión de mariposa; IV mano y pie con retroceso realista del sistema presurizado; Piel suave y realista con tubos de lumen pequeño para una práctica realista

Incluye:

- Simulador; 2 vías aéreas reemplazables; 1 pulmón bilateral; 1 pulmón colapsado; 1 ombligo funcional (patente), onfalocele, mielomeningocele; 2 pieles de manos; 2 pieles de pies; 1 sistema de venas para mano; 1 sistema de venas para pie; 2 suministros de líquido de 500 ml bolsa; 1 jeringa de 3 cc con aguja; 1 aguja de mariposa para infusión de calibre 25; 1 jeringa de 25 ml; 1 sangre artificial en polvo; 1 lubricante; 1 talco para bebés y estuche rígido de transporte.