




## SIMULADOR DE SUCCIÓN TRANSPARENTE

---

**SKU:** MFS707

**Categorías:** [Cricotirotomía - Traqueotomía](#), [RCP - DEA - Emergencias](#), [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#), [Succión](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo transparente diseñado para comprender la estructura anatómica, es posible succión oral, succión nasal, succión con cánula de traqueotomía.

Habilidades:

- Permite practicar levantando la parte de la cabeza.
- Facilita los movimientos de la cabeza a izquierda y derecha.
- Puede comprobar el tubo de succión en varios lugares.

Características

- Permite observar el interior: Observar lengua, epiglotis, tráquea y esófago ya que es transparente de la cabeza a la tráquea. Puede aprender la estructura nasal / oral y la relación entre la tráquea y el esófago.
- Se puede verificar la ubicación del tubo usando un catéter con luz LED: El catéter con luz LED viene con el modelo y puede observar el movimiento del catéter al succionar.

Contiene:

- 1 Modelo de entrenamiento; 1 Tubo de succión con luz LED; 1 Aceite lubricante; 1 Estuche de almacenamiento.

<https://www.youtube.com/watch?v=IWI3y5-tPOg>