



SIMULADOR DE SUCCIÓN

SKU: MFS706

Categorías: [Simuladores Médicos](#), [Soporte Vital](#), [Succión](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este modelo es un simulador con una textura realista que permite aprender varios métodos de succión, ya que es posible la succión de secreciones no solo en las cavidades bucales/nasales sino también en los tubos insertados a través de las cavidades bucales.

Dado que la tráquea ya ha sido incidida, también se puede realizar la succión con inserción de cánula traqueal.

Habilidades:

Son posibles varios tipos de entrenamiento de succión

- Aspiración de secreciones en la cavidad bucal.
- Succión de secreciones en tubos insertados.
- Aspiración de secreciones en la cavidad nasal.
- Aspiración de secreciones en la cánula traqueal.
- Lavado: Lavado de los bronquios, Lavado de la cavidad bucal.

Contiene:

- 1 Pseudo esputo; 1 Pseudo cánula traqueal; 1 Talco de bebé; 1 Aceite lubricante; 1 Recipiente para mezclar; 1 Muddler para mezclar; 1 Jeringa con tubo; 1 Tapón de silicona; 1 Embudo de lavado; 1 Tubo de lavado; 1 Bandeja.

<https://www.youtube.com/watch?v=kfMDHkZMkpU>

https://www.youtube.com/watch?v=ZRcT_-hAjM4

<https://www.youtube.com/watch?v=sS41kT1WJEs>