



SIMULADOR DE TERIOGENOLOGÍA EQUINA

SKU: MFV155

Categorías: [Especies](#), [Obstetricia y Reproducción Veterinaria](#), [Simuladores Equinos](#), [Teriogenología](#), [Veterinaria](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de Teriogenología bovina.

Aspectos generales:

- Parte trasera de modelo de caballo cuarto de milla construida en epoxi/fibra de vidrio.
- Panel perineal suave y duradero.
- Recto de vinilo inflable con bomba.
- Cola artificial y desmontable.
- Réplica de pelvis de poliuretano.
- Útero blando palpable con cuello uterino, uretra y ligamento ancho.
- 3 Juegos de ovarios fácilmente intercambiables; anestro, estro y estro con folículos con estuche.