




## SIMULADOR DE TÓRAX PARA RAYOS X

---

**SKU:** MFS143

**Categorías:** [Imagenología](#), [Radiología](#)  
([Resonancia Magnética](#), [TAC](#), [Radiografía](#)),  
[Simuladores Médicos](#)

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Modelo de rayos X de tórax, formado por columna (C6 a L3), caja torácica, omóplatos y clavículas, incrustado en materiales blandos.

Montado sin partes metálicas. Los órganos (pulmón, corazón, riñones) están presentes como contornos para crear una sombra en la imagen de rayos X.

Los huesos naturales utilizados pueden tener, según la disponibilidad, cambios patológicos individuales, defectos estructurales menores o agujeros de montaje.