




SIMULADOR DE ULTRASONIDO ABDOMINAL INTRAOPERATORIO Y LAPAROSCÓPICO "IOUSFAN"

SKU: MFS635

Categorías: [Especialidades Médicas](#),
[Imagenología](#), [Laparoscopia](#), [Simuladores
Médicos](#), [Ultrasonido](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Herramienta de entrenamiento eficaz para el examen ecográfico intraoperatorio abdominal, con órganos abdominales para simular exámenes de ultrasonido durante la cirugía abierta y laparoscópica.

Habilidades:

- Ecografía abdominal intraoperatoria.
- Examen ecográfico laparoscópico.

Características:

- Los materiales fantasma suaves permiten una manipulación realista de la sonda.
- Varias lesiones simuladas.
- Estómago y duodeno desmontables para varios escaneos del conducto biliar y el páncreas.

Anatomía y patologías:

- Bazo
- Riñones
- Hígado:
 - Anatomía segmentaria.
 - Sistema venoso portal y hepático.
 - □Ligamentum teres y ligamentum venosum□.
- Tracto biliar:
- Vesícula biliar.
- Conducto cístico.
- Vías biliares intrahepáticas y extrahepáticas
- Páncreas:
 - Conducto pancreático.
- Estructuras vasculares detalladas:
 - Aorta.
 - Vena cava.
 - Arteria y ramas celiacas.
 - Vena porta y ramas.
 - Vasos mesentéricos superiores.
 - Vasos renales.
- Cálculos y quistes biliares
- Tumores sólidos en hígado, páncreas, bazo y riñones:
 - Hipoeoico.
 - Hiperecoico.

Contiene:

- 1 Simulador de ultrasonido del abdomen superior; 1 Simulador de ultrasonido de estómago; 1 Contenedor;
1 Manual tutorial (DVD).